

EASYDROP

Une aide facile pour se mettre des gouttes dans les yeux.

Cher Consommateur !

Dans le passé, nous étions habitués à nous mettre des gouttes dans les yeux en les faisant tomber dans l'œil (cul de sac conjonctival). Le réflexe est alors de cligner des yeux ce qui entraîne une perte importante du produit.

EasyDrop a été conçu pour éviter cette situation. Grâce à son utilisation, davantage de liquide tombe dans l'œil et se répand de manière égale sur le globe oculaire, ce qui favorise le succès du traitement.

Les personnes âgées qui vivent seules apprécient spécialement l'aide apportée par **EasyDrop**. Elles ne sont plus dépendantes de l'aide d'une tierce personne.

EasyDrop peut être utilisé pour tous types de flacons contenant le collyre.

Comment utiliser EasyDrop :

1. Enlevez **EasyDrop** de son emballage. Avant la première utilisation, vous devez régler les adaptateurs bleus en fonction de l'écartement de vos yeux. Ainsi vous serez certain que la goutte tombera exactement sur le globe oculaire. Pour faire ce réglage, chaussez les lunettes **EasyDrop**, fermez un œil et concentrez-vous sur l'autre œil qui doit voir l'orifice de l'adaptateur. Répétez ce processus pour l'autre œil.
2. Ouvrez votre flacon de collyre.
Positionnez le flacon dans le trou de la lunette **EasyDrop** pour le fixer dans l'adaptateur bleu.
3. Chaussez les lunettes **Easy Drop**.
Le flacon de collyre doit rester fixé dans l'adaptateur.
4. Inclinez le plus possible la tête vers l'arrière ou mieux encore, mettez-vous en position allongée. Maintenant ouvrez les yeux et pressez le flacon comme vous le faites habituellement. La goutte tombe et se répand directement sur le globe oculaire.
5. Enlevez les lunettes **EasyDrop** et répétez l'opération pour l'autre œil si nécessaire, en suivant les étapes 2, 3 et 4.
6. Après avoir utilisé **EasyDrop**, enlevez le flacon de l'adaptateur et refermez-le soigneusement. A intervalles réguliers, nettoyez **EasyDrop** avec de l'eau chaude et séchez.

Quelques conseils pour nettoyer EasyDrop :

Pour nettoyer **EasyDrop**, enlevez les adaptateurs bleus, et lavez-les dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincez-les et séchez-les. Faites cela à chaque fois que vous ouvrez un nouveau flacon de collyre.

Les différentes parties d'**EasyDrop** peuvent être stérilisées dans un liquide désinfectant.